

Hvis kanylen falder ud skal du:

1. Sikre frie luftveje

Hvis stoma er åbent, indsæt en ny yderkanyle, hvis den forefindes i hjemmet

midt
regionmidtjylland



ellers skyl den gamle kanyle under vandhanen, ryst den fri for vand og sæt den tilbage i stomaet

midt
regionmidtjylland



Hvis yderkanylen falder ud

Hvis der ikke er frie luftveje indsæt det orange kateter (kun i yderkanylens længde) i stomaindgangen, så der er en åben luftvej - En pårørende skal ringe **112** - alternativt brug **nødkald**.

midt
regionmidtjylland



Hvis yderkanylen falder ud